

## SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

### Intran® Plus kateter för intrauterin tryckmätning

Intran® Plus är en latexfri engångskateter för intrauterin tryckmätning. Katetern är 75 cm lång med markeringar vid 30 respektive 45 centimeter. Givaren i slutet av katetern är omsluten av ett mjukt skyddsmaterial som hindrar vävnad att eventuellt påverka tryckmätningen.

Katetern är gjord av det taktila materialet SensaFlex™ som är tillräckligt styvt för att göra införandet så enkelt som möjligt och tillräckligt smidigt för att undvika skador. Katetern kommer med normal och liten (enklare insättning) tipp.

Katetern har dubbellumen som möjliggör övervakning av kontraktioner samtidigt som amnioinfusion kan avläsas. En nollställningsknapp finns på katetern som möjliggör nollställning/kalibrering utan borttagning av katetern.

Katetern går att få med Amnio View Port, som möjliggör bevakning av fostervattnet. Med en extra lumen i katetern med en färgskala kan mängden mekonium fostervattnet undersökas i över tid.

För att Intran® Plus ska fungera med önskat CTG-system behövs en flergångskabel. En kabel per maskin behövs och skickas med kostnadsfritt vid behov.

Artikelnr.	Storlek tip	Placering av nollställningsknapp	Amnio View Port	Antal/ förp
IUP-400	Stor	Kateter (slide switch)	Nej	10
IUP-450	Liten	Kateter (slide switch)	Nej	10
IUP-500	Stor	Kateter (slide switch)	Ja	10
IUP-550	Liten	Kateter (slide switch)	Ja	10
IUP-600	Stor	Flergångskabel (knapp)	Nej	10
IUP-650	Liten	Flergångskabel (knapp)	Nej	10
IUP-700	Stor	Flergångskabel (knapp)	Ja	10
IUP-750	Liten	Flergångskabel (knapp)	Ja	10

### MATERIAL

SensaFlex™ copolyamid

### OBSERVERA

- Använd inte katetern vid okänd blödning eller vid misstänkt framfallande moderkaka.
- Får ej omsteriliseras eller återanvändas.